MES 预混干粉(1 L of 1×)

包装清单

组成	RXH629-10	RXH629-50
Tris-MES-		
SDS 预混	10 pouches	5 ×10 pouches
干粉		
(1 L of 1×)		

产品概述

MES 缓冲液是生物学实验中使用广泛的蛋白电泳缓冲液,适用于一般的 SDS-PAGE 蛋白电泳,与 Bis-Tris 体系的 SDS-PAGE 凝胶配合,可有效分离小到中等分子量的蛋白。

Tris-MES-SDS 预混干粉(1 L of 1 ×)为白色、 类白色或细小颗粒预 混干粉,主要成分为三羟甲基氨基甲烷(Tris)、吗啉乙磺酸(MES)、 乙二胺四乙酸(EDTA)和十二烷基硫酸钠(SDS)。每袋 MES 预混 干粉可配制 1 L 1 × MES 缓冲液,其中 Tris 浓度为 50 mM,MES 浓度 为 50 mM,EDTA 浓度为 1 mM,SDS 浓度为 0.1%。本产品操作简单,溶解快速;全自动规模化生产,稳定高效。

使用方法

- 1. 将 1袋 MES 预混干粉缓缓倒入洗净的烧杯中,加入 600 mL 蒸馏水,于磁力搅拌器下搅拌混匀。
- 2. 待溶液澄清后,补充蒸馏水,定容至 1 L,即得 1 ×MES 缓冲液。 注:配得的 1 ×MES 缓冲液的 pH 值为 7.0±0.2 @ 25℃。

保存条件

室温保存,3年

注意事项

- 1. 为了实验准确性,推荐及时更换电泳液。
- 2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗
- , 不得用于食品或药品。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。