

土壤亮氨酸氨基肽酶（S-LAP）活性检测试剂盒说明书

货号：RX834W48 规格：100 管/48 样 方法：酶标仪法

一、注意事项

- 1.正式检测前选取 2~3 个预期差异较大的样本进行预检测。
- 2.本试剂盒仅用于科研。

二、产品组分

试剂名称	试剂规格	保存条件	备注
试剂一	35 mL×1	4°C	
试剂二	粉剂×1	4°C	临用前需加入 16.5 mL 的试剂一充分溶解，溶液较为难溶，可 60°C水浴加热或 37°C超声溶解，然后 25°C水浴 10min 后开始测定，用不完的试剂分装后-20°C保存，避免反复冻融。

三、仪器和用品

酶标仪、96 孔板、移液器、天平、可降温离心机、超纯水/蒸馏水、水浴锅/恒温培养箱

四、样品制备

新鲜土样自然风干或 37°C烘箱风干，过 60 目筛备用。

五、测定步骤

- 1.酶标仪预热 30 min 以上，波长调至 405 nm 处。
- 2.在 1.5 mL 离心管中依次加入（加入下列试剂时确保准确，降低误差）：

试剂名称	测定管	对照管
风干土样（g）	0.05	0.05
试剂一（ μ L）	-	300
试剂二（ μ L）	300	-

混匀，37°C振荡反应 1h 或静置培养，若静置培养需每隔 20 min利用漩涡混匀仪混匀 3~4 秒，每次混匀后尽量避免液体粘在管壁。培养结束后，10000g，4°C 离心 5 min，取 200 μ L 上清液于 96 孔板中，405 nm 处测定吸光值 A，记作 A 测

定管、A 对照管，计算 ΔA 测定=A 测定管-A 对照管（每个测定管需设置一个对照管）。

六、计算

1.标准方程

标准条件下测得回归方程为 $y=0.0059x+0.0055$ ， $R^2=0.9998$ ， x 为标准品浓度 ($\mu\text{mol/L}$)， y 为吸光值。

2.单位定义

每天每克土样中产生 $1 \mu\text{mol}$ 的硝基苯胺定义为一个酶活力单位 U。

土壤亮氨酸氨基肽酶 (S-LAP) 活性 ($\mu\text{mol/g/d}$ 土样) = $(\Delta A-0.0055) \div 0.0059 \times V$
反总 $\div W \div T = 1.22 \times (\Delta A-0.0055) \div W$

$\Delta A=A$ 测定管-A 对照管； V ：反应体系总体积， $3 \times 10^{-4} \text{L}$ ； W ：样本重量， g ； T ：

反应时间： $1\text{h} = 1/24 \text{d}$ 。

七、产品简介

土壤亮氨酸氨基肽酶 (S-LAP) 主要存在于土壤中的各种微生物体内，是土壤生物造土作用中起着非常重要的作用，能够促进土壤有机质分解和养分循环，从而提高土壤肥力，增进农作物产量。该酶催化多肽水解成氨基酸，是氮解聚和下游矿化的关键步骤。